

AP4297 - Professional like never before



Design con linee semplici e lineari e rivestimenti antistatici, privi di cuciture garantiscono un'ottima sanificazione delle superfici

The design with simple and linear lines, and the antistatic/seamless upholstery guarantees an excellent sanitizing of the surfaces

Un nuovo livello per la professionalità

Esperienza e passione, abbinate a tecnologia e cura artigianale, hanno generato AP4297 poltrona top di gamma che certifica ancora una volta la qualità Givas. Rivestimenti senza cuciture, ignifughi ed antistatici, con imbottiture speciali che si adattano perfettamente alla conformazione fisica di ogni paziente, trasmettono un rilassamento ottimale atto a facilitare ogni tipo di trattamento terapeutico.

Ogni funzione controllata elettronicamente attraverso una pulsantiera ed una pedaliera ad alta precisione consentono al medico di operare in totale libertà ed in massima condizione igienica.

AP4297 è quindi ideale per l'impiego in ambienti ambulatoriali ed ospedalieri, con il duplice vantaggio di facilitare i diversi trattamenti terapeutici, garantendo sempre la massima comodità al paziente, nelle posizioni richieste dalle esigenze operative.

A new level for professionalism

Experience and passion, combined with technology and craftsmanship, have generated AP4297, a state-of-the-art armchair that once again certifies Givas quality.

Seamless, fireproof and antistatic upholstery, with special paddings that fit perfectly to the physical conformation of each patient, infuse optimal relaxation so as to facilitate any type of therapeutic treatment.

Each function is electronically controlled through a hand control and a high-precision foot control: this allows doctors to operate in total freedom and maximum hygienic conditions.

AP4297 is therefore ideal for use in clinic and hospital settings, with the double advantage of facilitating the various therapeutic treatments, while constantly guaranteeing maximum comfort to the patient, in the positions required by operational needs.

Set > Memory > Save

Nuova pulsantiera multifunzione con possibilità di memorizzare le posizioni di procedure (M1-M2-M3), a favore di una maggior tempestività operativa.

A new, multifunction hand control through which it is possible to save procedure positions (M1-M2-M3), in order to provide a more timely intervention.

AP4297 - Features



Trendelenburg position

Le posizioni Trend e Antitrend sono azionabili da pulsantiera, tramite tasti indipendenti programmati, che attuano un movimento simultaneo dello schienale, della seduta e del gambale, fino al raggiungimento del grado di inclinazione desiderato.

Trend and Reverse-Trend positions can be switched on through independent and programmed buttons on the hand control, which activate a synchronized adjustment of the backrest, seat and leg rest sections, until reaching the desired incline degree.



Exit position

La nuova AP4297 permette di alzare e inclinare simultaneamente in avanti il piano di seduta, portando il paziente in posizione quasi eretta, consentendogli una comoda discesa.

The new AP4297 allows to raise and tilt forwards the seat section simultaneously, getting the patient in almost upright position, so allowing a comfortable descent.

Dettagli - Details

- | | |
|--|--|
| <p>1 Nuovo poggiatesta ergonomico regolabile
New ergonomic headrest with adjustable height</p> <p>2 Cuffia trasparente per protezione gambale (AP4291 opt.)
Transparent plastic cover for the calf section (AP4291 extra)</p> <p>3 Pulsantiera multifunzione con memorizzazione posizioni
Multifunction hand control with memorization of the positions</p> <p>4 Poggia braccia ergonomici regolabili in altezza, inclinazione ed estensione
Ergonomic armrests adjustable in height, inclination and extension</p> <p>5 Superfici di appoggio con rivestimenti ignifughi privi di cuciture
Lying surfaces covered with seamless and fireproof upholstery</p> <p>6 Portarotolo - portasacche integrato di serie
Paper roll holder with integrated supports for urine/drainage bags (standard)</p> <p>7 Pulsante sblocco per regolazione verticale del bracciolo
Release button for vertical adjustment of the armrest</p> | <p>8 Comando CPR (sblocco rapido dello schienale)
CPR lever (backrest quick release)</p> <p>9 Ruote a scomparsa per movimentazione poltrona
Retractable castors for armchair displacement</p> <p>10 Pedaliera bilaterale per movimentazione alzata poltrona
Bilateral foot control for seat height adjustment</p> <p>11 Porta pulsantiera integrata al bracciolo di serie
Support for the hand control integrated below the armrests (standard)</p> <p>12 Sistema di sollevamento/stazionamento a pedale posteriore dotato di ruota centrale piroettante su cuscinetti di serie.
Pedal for retractable castors release (standard)</p> <p>13 Asta flebo ad altezza variabile in acciaio cromato (AP4299 opt.)
Adjustable height I.V. stand made of chromed steel (AP4299 extra)</p> <p>14 Bacinella inox per asta portaflebo AP4299 (AP4290 opt.)
Stainless steel basin for AP4299 I.V. stand (AP4290 extra)</p> |
|--|--|